

血液培養1患者1日当たりの平均実施セット数

【指標の説明】

感染症を調べる検査のうち、血液培養検査の血液は2セット採取することが推奨されています。

1セットの血液培養とは、採血を1回行い、これを嫌気ボトル・好気ボトルそれぞれに入れることを言います。

血液の量は各ボトルで10ccずつなので、1セットの採血量は20cc、2セットだと40ccになります。

「2セット採取する」とは、異なる部位から2回採血することを言います。

1回の採血では、本物の菌血症と皮膚についている菌の混入を区別できないからです。


【定義】

日本医療機能評価機構「医療の質の指標 指標定義書」に準じています。

分子 血液培養オーダー回数

分母 血液培養のオーダー日数(人日)

- 保険診療上算定できないものも含めて算出
- QIP定義に準じて会計データから算出



京都大学QIP 2018年度計測結果より、参加する269病院の平均