

人工腎臓装置スポット点検業務委託仕様書

人工腎臓装置スポット点検は、下記により実施するものとする。

記

1 点検対象機器及び点検内容

品名	品番	数量
DAB-30NX交換部品		
水計量シリンダ		
1. バルブキット	V01-000901	4P
2. 水計量シリンダ (40NX-10NXメンテナンスキット)	X66-005800	1セット
ベアリング (テープ、水ポンプ)	B07-136A01	2P
シール (キャップシール)	S03-003A02	2P
Oリング	QB2401-G145-F4D	2P
シール (リップシール)	S03-038A00	2P
Oリング	QB2401-P10A-F4D	2P
Oリング	QB2401-P26-F4D	2P
3. ギア	G03-105A00	1P
原液電磁弁		
4. ボディー	V01-195B01	2P
5. ダイアフラム	V01-195B02	4P
6. 原液漏れ検出部組立	X07-926W01	2P
7. ホース接手	H02-500A00	2P
8. ホース接手	H02-497A03	2P
原液注入ポンプ		
9. 原液注入ポンプ (メンテナンスキット)	X66-006000	1セット
ポペットバルブ組立	X04-504W00	8P
リング (Oリング)	R01-036B14	8P
シール (キャップシール)	S03-015A01	8P
リング (Oリング)	R01-036B38	4P
ブロック (スライダ)	X60-009B00	2P
ベアリング (テープ)	B07-069A00	4P
10. アダプタ (フラッシング)	A01-234A00	4P
11. 六角ボルト	QB1M-4040ST	8P
背圧弁		
12. ダイアフラム	D03-027A00	2P

13. ダイアフラム	D03-027A00	1P
サンプルバルブ		
14. サンプルポート（メンテナンスキット）	X66-006100	1セット
Oリング	QB2401-P14-F4D	2P
ガスケット	G02-146A00	2P
ロッド（サンプル口）	X60-050A00	2P
スプリング	S02-212A00	2P
送液ポンプ		
15. ポンプコントローラ（ケーブル付き）	X01-246700	1P
貯槽		
16. フィルタ（エアー）	F03-053B01	1P
薬液注入		
17. バルブ（三方 常温）	V01-263B00	4P
18. キット	V01-149B01--K1	1P
19. 背圧弁組立（薬液）	X01-089300	1P
薬液注入ポンプ		
20. ダイアフラム	D03-031A00	1P
21.ハウジング（薬液ポンプ）	H03-316B00	1P
逆止弁		
22. 逆止弁組立（ポペット）	X05-866W00	1P
薬液漏れ検出器		
23. 薬液漏れ検出器組立	X07-340W00	1P
周辺部品		
24. バッテリー	B17-073B01	1P
25. フィルタ（ファン用 スポンジ大）	F03-073A00	1P
26. フィルタ組立（マル5）	X01-001501	2P
27. ホースバンド（φ5用）	B02-069A01	1P
28. ホースバンド（φ12用）	B02-069A06	2P
その他		
29. テー（薬液）	T14-323A00	1P

DAD-50NX交換部品			
フィッティング組立・洗浄アダプタ			
1. ガasket（メンテナンスキット）	X66-006600	1セット	
ガasket（洗浄アダプタB）	G02-250A00	1P	
ガasket（洗浄アダプタ A）	G02-251A00	1P	
ガasket（A）	G02-238A00	1P	
ガasket（B）	G02-239A00	1P	
2. フィッティングホース（メンテナンスキット）	X66-006200	1セット	
ホース組立＜L750 スパイラルチューブ付き＞	X01-099901	1P	
ホース組立＜L1050 スパイラルチューブ付き＞	X01-099902	1P	
ホース組立＜L850 スパイラルチューブ付き＞	X01-099903	1P	
ホース組立＜L900 スパイラルチューブ付き＞	X01-099904	1P	
ワイヤ（端子付き）	W03-014A01	2P	
バンド（ホースバンド）ナグラスホースバンド	B02-069A07	8P	
給水			
3. バルブキット	V01-001901	2P	
攪拌ポンプ			
4. ポンプヘッド	P05-001121	2P	
原液加圧ポンプ			
5. ポンプ（マグポンCH08）	P05-119A00	2P	
溶解槽・貯槽			
6. フィルタ（エアー）	F03-053B01	2P	
薬液消毒			
7. 薬液消毒部（メンテナンスキット）	X66-006300	1セット	
電磁弁（ノーマルオープン）	V01-282B00	1P	
背圧弁組立（薬液）	X01-089300	1P	
背圧弁組立（薬液）	X01-103500	1P	
漏れ検出電極組立	X07-096W01	2P	
バンド（ホースバンド）ナグラスホースバンド	B02-069A17	1P	
薬液注入ポンプ			
8. メンテナンスキット	P05-137B11	1P	
減容カッター			
9. カッターユニット組立	X01-192201	1P	

10. ネジ<M3×6L>	QC5MA-3006ST	4P
周辺部品		
11. バッテリー	B17-000400	1P
12. フィルタ（ファン用 スポンジ大）	F03-073A00	1P
13. プレフィルタ	F03-090B12	1P
14. HEPAフィルタ	F03-090B22	1P
15. ホースバンド（φ20用）	B02-000101	2P
16. ホースバンド（φ5用）	B02-069A01	5P
17. ホースバンド（φ2.5用）	B02-069A17	1P
その他		
18. プレート（電気シャーシ）	P03-010200	1P
19. カバー（Bスクリュー）	C01-010000	1P
20. カバー（NO弁）	C01-010100	1P
21. カバー（コネクタ）	C01-010700	1P
22. フィッティング	F09-004900	1P
23. Oリング<P30 FR>	QB2401-P30-F4D	2P
微粒子濾過フィルター交換部品		
1. 微粒子除去フィルター FF03-HFL-FUS1041	M40F10-070	2P

2 点検対象機器設置場所

岐阜県立多治見病院 管理棟 7 階 血液浄化センター

3 履行期限

2026年10月30日（金）

4 点検完了報告

受託者は、点検業務を終了した後、書面により報告し当院の検査を受けるものとする。

5 経費

点検にかかる経費については、契約金額に含むものとする。